



## ANGÅENDE OVERGANG TIL DAB+ RADIO I NORGE

Når det gjelder radio-delen i vår lyd-generator S-5000 (S-3000) fra Sound Oasis, vil denne ikke bli levert med DAB+ i nærmeste fremtid. En versjon med DAB+ vil være vesentlig dyrere og det er ikke NAV villig til å dekke. Dette fordi radio-delen ikke er en del av tinnitus behandlingen.

Vi kan derimot anbefale en DAB+ adapter tilkoblet INPUT (CD IN) inngangen for de som fortsatt vil ha radio. Denne kobles til med 3,5 mm stereo jack. Dette fungerer godt og gjør at den innebygde radioen kobles ut og DAB+ adapteren betjenes med samme knapper som innebygd radio. DAB+ adapter kan kjøpes hos en av de store elektronikk kjedene som Elkjøp, Expert etc. Prisen vil ligge fra ca. Kr. 700,- og oppover.

Med vennlig hilsen

**Medus AS**